



Titan Deutschland GmbH  
An der Leimenkaut 31  
61352 Bad Homburg, Germany  
(06172) 684 441 / 684 439

# QUICKIE® Tango®



Январь 2019 года

**Счет к оплате:**  
Имя:  
Улица:  
Город: Почтовый индекс:  
Страна:  
Тел.: Факс:

**Адрес поставки:**  
Имя:  
Улица:  
Город: Почтовый индекс:  
Страна:  
Тел.: Факс:

Дата заказа:  
Заказ на покупку:  
Необходимое количество:



Промаркировано для:  
№ заказа:

- Заказ  
 Расчет  
 По индивидуальному заказу

- = Стандарт  
L = Увеличенное время поставки  
 = Платная опция  
 = Бесплатная опция

Код для компенсации: \_\_\_\_\_

Факс отдела по обслуживанию клиентов...

Макс. вес пользователя: 140 кг

Арт. №: 034000-000

ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  кг

Обязательная информация для подтверждения правильности конфигурации

Базовая цена: 2926 евро

### РАЗМЕРЫ СИДЕНЬЯ И ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

Ширина рамы сиденья		Параметры глубины	
TANW033	<input type="radio"/> 33 см (регул. от 25 до 37 см) (1)	TAND0350	<input type="radio"/> 35 см
TANW038	<input type="radio"/> 38 см (регул. от 38 до 42 см) (1)	TAND0375	<input type="radio"/> 37,5 см
TANW043	<input type="radio"/> 43 см (регул. от 43 до 48 см)	TAND0400	<input type="radio"/> 40 см
TANW049	<input type="radio"/> 49 см (регул. от 49 до 52 см)	TAND0425	<input type="radio"/> 42,5 см
		TAND0450	<input type="radio"/> 45 см
		TAND0475	<input type="radio"/> 47,5 см
		TAND0500	<input type="radio"/> 50 см

PVP

### СИДЕНЬЕ

TAN020001	<input type="checkbox"/> 5 см (2 дюйма) Стандартная подушка с пенным наполнителем	Станд.	
TAN020011	<input type="checkbox"/> Без подушки		
TAN020010	<input type="checkbox"/> Подушка сиденья и спинка Jay Comfort Standard (2) <small>(поставляется только в комплекте) (покрытие Pro Skin) (недоступно при ширине сиденья 33 и 38 см)</small>	219,00 евро	

### СИДЕНЬЕ

TAN020005	<input type="checkbox"/> Фиксированный наклон (регулировка: от 0° до 9°, заводская регулировка: 6°) <small>(при помощи инструментов) (0°, 3°, 6° или 9°)</small>	Станд.	
TAN020006	<input type="checkbox"/> Регулировка наклона вручную (регулировка: от -3° до 25° при помощи газобаллонного стопора)	108,00 евро	
TAN020007	<input type="checkbox"/> Механическая регулировка наклона (от -3° до 25°) (2)	239,00 евро	
TAN020008	<input type="checkbox"/> Комплект для увеличения высоты сиденья (увеличивает высоту STF на 30 мм) <small>(высота сиденья увеличивается на 3 см)</small>	60,00 евро	
TAN020009	<input type="checkbox"/> Съёмное сиденье	28,00 евро	

### СПИНКИ

TAN030000	<input type="checkbox"/> Станд. спинка с поддержкой из строп (высота 48 см (19 дюймов)) (3) <small>(регулировка высоты, сверху или снизу, шаг регулировки: 2,5 см)</small>	Станд.	
TAN030001	<input type="checkbox"/> Спинка с механич. фиксир. откидыванием назад (заводская регулировка: 6° <small>(при помощи инструментов)</small> (начальная с заводской регулировки в 6°) (от -3° до 12°; шаг регулировки 3°. От 12° до 30°: шаг регулировки 6°)	Станд.	
TAN030002	<input type="checkbox"/> Спинка с регулируемым вручную наклоном (от -3° до 30°)	124,00 евро	
TAN030003	<input type="checkbox"/> Спинка с откидыванием назад, с силовым приводом (от -3° до 30°) (2)	239,00 евро	

### ПОДГОЛОВНИК

TAN030004A	<input type="checkbox"/> Стандартный подголовник (4) <small>(только для стандартной обивки спинки)</small>	76,00 евро	
TAN030004B	<input type="checkbox"/> Комфортный подголовник (4) <small>(только для сиденья и спинки Comfort Pro Seating) (недоступно при ширине сиденья 33 см)</small>	161,00 евро	

### РЕГУЛИРУЕМЫЕ БОКОВИНЫ

TAN030005	<input type="checkbox"/> Регулируемые боковины	72,00 евро	
-----------	--	------------	--

### ТИП ПОДЛОКОННИКОВ

TAN040002	<input type="checkbox"/> Стандартные, регулируемые по ширине на 3,5 см с каждой стороны, съёмные	Станд.	
TAN040004	<input type="checkbox"/> Для размеров 25–32 требуются маленькие подлокотники	31,00 евро	
TAN040003	<input type="checkbox"/> Для размеров 33–40 рекомендуются маленькие подлокотники <small>(рекомендуется при ширине сиденья от 33 до 40 см)</small>	24,00 евро	
TAN040001	<input type="checkbox"/> Редукционные накладки на защитную боковину (5) <small>(общая ширина сиденья уменьшается на 5 см)</small>	24,00 евро	

### СТАНДАРТНЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ НОГ (тип RubiX2)

TAN050000	<input type="checkbox"/> 70° поворотной-отводная опора для ног с регулируемой по наклону опорой для стоп из композитного материала Цвет: черный	Станд.	
TAN050004	<input type="checkbox"/> 70° поворотной-отводная опора для ног с регулируемой по наклону опорой для стоп из композитного материала Цвет: в цвет рамы	Станд.	
TAN050005	<input type="checkbox"/> 70° поворотной-отводная опора для ног с регулируемой по наклону и длине опорой для стоп	174,00	
TAN050006	<input type="checkbox"/> 70° короткая поворотной-отводная опора для ног с регулируемой по наклону и длине опорой для стоп <small>(расстояние от сиденья до опоры для стоп составляет от 150 до 300 мм, есть возможность регулировки)</small>	187,00	
TAN050001	<input type="checkbox"/> Поднимаемая вручную опора для ног с регулируемой по наклону опорой для стоп из композитного материала	132,00 евро	
TAN050002	<input type="checkbox"/> Опора для ног с подъемом с сил. прив. с рег. по наклону опорой для стоп из комп. материала (6) <small>(Необходимы 2 кнопки управления приводом)</small>	539,00 евро	
TAN050003	<input type="checkbox"/> Выполненные в едином стиле держатели и опоры для стоп 80°	44,00	
TAN050007	<input type="checkbox"/> Поднимаемая вручную опора для ног с регулируемой по наклону опорами для стоп	432,00	

- (1) Данная опция недоступна, если глубина сиденья составляет 45 см, 47,5 см и 50 см. Модиф-я Jay Comfort недоступна при ширине сиденья 33 и 38 см  
Стандартные подушка сиденья и спинка  
(2) чтобы компенсировать дополнительную толщину подушки сиденья и спинки Jay comfort мы рекомендуем увеличить глубину сиденья.  
Недоступно при ширине сиденья 33 и 38 см  
(3) При ширине сиденья в 33 см высота спинки должна быть 44,5 см  
(4) при использовании стандартной обивки спинки подголовник крепится к нажимным рычагам. При использовании обивки спинки серии comfort подголовник крепится к спинке. Недоступно при ширине сиденья 33 см  
(5) Данная опция недоступна при маленьких подлокотниках  
(6) Данная опция недоступна при съёмном сиденье



Для доп. информации:

[www.ortho-titan.com](http://www.ortho-titan.com)

# Quickie Tango

● = Стандарт    ○ = Бесплатная опция    □ = Бесплатная опция

PVP

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ		(убираются совместно)		
TAN011000	● Органы упр. VR2 ● ПДУ VR2 (без кнопок управления приводом)	Станд.	 <p>Органы упр. VR2</p>  <p>ПДУ VR2 с возможностью управления приводом</p>  <p>ПДУ VR2 для управления подсветкой и индикаторами</p>	
TAN011008	□ ПДУ VR2 с возможностью управления приводом (с 2 кнопками для двух приводов)	119,00 евро		
TAN011001	□ ПДУ VR2 для упр-я подсветкой и индикаторами (с подсветкой и индикаторами, а также с 2 кнопками управления приводом)	123,00 евро		
TAN011002	□ ПДУ VR2 двухпоз. (блок управления для ассистента всегда располагается справа) (необходимо выбрать управление пользователем)	339,00 евро 0,00 евро		
TAN011012	□ VR2, только в присутствии ассистента, передний JS устанавливается сзади (всегда располагается справа)	155,00 евро		
TAN011013	□ VR2, только в присутствии ассистента, передний JS с L&I устанавливается сзади (с подсветкой и индикаторами, а также с 2 кнопками управления приводом) (всегда располагается справа)	171,00 евро		
TAN011014	□ Механизированный поворотный-откидной блок управления с помощью подборка (1) (рекомендуем выбрать подголовник)	4184,00 евро		
<b>Сторона, с которой устанавливаются органы управления</b> TAN011003 ○ правая    TAN011004 ○ левая		бесплатно		
<b>Регулятор оборотов двигателя VR2</b> TAN011005 ● Базовый регулятор оборотов двигателя VR2 50А TAN011006 □ Рег-р об. двиг. VR2 60А с 2 кноп. управ-я. выводами (с 2 выводами привода для двигателей, развивающих скорость в 6 км/ч) TAN011011 □ Регулятор числа оборотов двигателя для тяжелого режима VR2 90А с 2 приводами выводами (с 2 выводами привода) (всегда для двигателей, развивающих скорость в 10 км/ч)		Станд. 131,00 евро 250,00 евро	 <p>Панель манипуляторов управления с приводом</p>	
<b>Блок управления для ассистента</b> (в случае выбора управления пользователем управление ассистентом будет недоступно) TAN011009 □ VR2, только в присутствии ассистента, панель манипуляторов управления с контролем привода TAN011010 □ VR2, только в присутствии ассистента, панель манипуляторов управления с подсветкой и индикаторами		362,00 евро 376,00 евро		
<b>Блок упр. привода VR2</b> TAN011007 □ Блок упр. 4 приводов (2) (Блок упр. 4 приводов для 4 манипуляторами управления приводами)		250,00 евро		
<b>ЛАМПЫ И ИНДИКАТОРЫ</b> TAN090001 ● Не включать в заказ лампы и индикаторы TAN090000 □ Лампы и индикаторы (3) (для ламп и индикаторов всегда используется ПДУ VR2)		Станд. 249,00 евро		
<b>УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ БОРДЮРОВ</b> TAN090003 ● Не включать в заказ устройство для преодоления бордюров TAN090002 □ Устройство для преодоления бордюров		Станд. 83,00 евро		
<b>ЦВЕТ РАМЫ</b> TAN090004 ○ Искрящийся серебряный TAN090005 ○ Искрящийся голубой TAN090006 ○ Искрящийся красный		бесплатно бесплатно бесплатно	 <p>Лампы и индикаторы</p>	
<b>РАЗМЕР КОЛЕС</b> TAN070008 ● 9 дюймовые твердые поворотные колеса, 14 дюймовые твердые ведущие колеса Knobbly TAN070007 ○ 9 дюймовые твердые поворотные колеса, 14 дюймовые пневматические ведущие колеса Knobbly TAN070003 ○ 9 дюймовые твердые поворотные колеса, 14 дюймовые ведущие колеса V-типа TAN070002 ○ 9 дюймовые твердые поворотные колеса, 14 дюймовые пневматические ведущие колеса V-типа TAN070001 ○ 8 дюймовые твердые поворотные колеса, 12 дюймовые твердые ведущие колеса TAN070000 ○ 8 дюймовые твердые поворотные колеса, 12 дюймовые пневматические ведущие колеса TAN070004 □ Защитные щитки ведущих колес		Станд. бесплатно бесплатно бесплатно - 52,00 евро - 52,00 евро 24,00 евро		
<b>АВАРИЙНЫЙ МЕХАНИЗМ СВОБОДНОГО ХОДА</b> TAN070005 □ Аварийный механизм свободного хода с 8 дюймовыми твердыми повор. колесами и 12 дюймовым твердым задним колесом		568,00 евро		
<b>ДВИГАТЕЛИ</b> TAN010011 ● 6 км/ч TAN010010 □ 10 км/ч (всегда с 90 А блоком управления двигателем)		Станд. 222,85 евро		
<b>АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ</b> TAN016001 ● Гелевые аккумуляторы 50 А·ч TAN016000 ○ Гелевые аккумуляторы 40 А·ч TAN016002 ○ Не включать в заказ аккумуляторные батареи		Станд. - 10,00 евро - 82,00 евро		
<b>ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО</b> TAN016003 ○ Зарядное устройство 8 А, Англия TAN016005 ● Зарядное устройство 8 А, ЕС TAN016004 ○ Не включать в заказ зарядное устройство		Станд. Станд. - 36,00 евро		
<b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b> TAN090007 ● Крепежные точки для транспортировки TAN090010 ● Ремень для колен TAN090008 □ Кронштейн для костыля (недоступно при выборе спинки с откид. назад, с силовым приводом и механической регулировкой наклона) TAN090009 □ Поворотный-отводной столик (4) (при выборе данной опции блок управления следует располагать с той же стороны, что и ПДУ) TAN090013 □ Зеркало заднего вида TAN090014 □ Съёмные компенсаторы неровностей с регулировкой по высоте TAN090015 □ Опора блока управления с регулировкой по длине и высоте TAN090011 □ Портативное программирующее устройство P&G PP1 TAN090012 □ Мобильное программирующее устройство ПК P&G		Станд. Станд. 16,00 евро 256,00 евро 17,00 евро 19,00 евро 4,00 евро 396,00 евро 311,00 евро	 <p>Крепежные точки для транспортировки</p>	
(1) Недоступно при выборе двойного регулятора. Всегда поставляется вместе с Отпi экраном. Недоступно при выборе электрифицированной регулировки наклона (2) Блок упр. 4 приводов устанавливается со стороны, противоположной той, на которой установлен регулятор. Данная опция недоступна при маленьких подлокотниках. (3) Данная опция недоступна при выборе съёмного сиденья, а также при глубине сиденья в 35 см (4) Данная опция недоступна при ширине сиденья в 33 см. Недоступно при маленьких подлокотниках.		Дилер в России: ООО НПП «МИР ТИТАНА» <a href="mailto:info@mirtitana.com">info@mirtitana.com</a> <a href="http://www.mirtitana.com">www.mirtitana.com</a> (007) 495 937 3160		