



Breezy

BasiX²

Адрес для счета
Ф.И.О
Улица, дом, квартира
Город Индекс
Страна
Телефон: e-mail

Адрес поставки:
Ф.И.О
Улица, дом, квартира
Город Индекс
Страна
Телефон: e-mail

Дата заказа
Номер клиента

CE
Наш номер заказа

Заказ Ценовое предложение

= Стандарт = Бесплатная опция = Платная опция

Макс.нагрузка 125 кг

Базовая цена € 1076 -

цены действительны с 01.01.2016

Арт. LY-710-0648

точность размеров +/- 1,0 см

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

| Глубина сиденья | Ширина сиденья, см | | | | | | |
|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | см | 38 | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 | 52 |
| | 43,5 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Все измерения в см и без подушки на сиденье
Стандартная высота сиденья 47,5 см; регулируется от 42,5 до 50,5 см
Стандартная глубина сиденья 43,5 см; регулируется от 41 до 46 см

ОБИВКА СИДЕНЬЯ

| | | | | |
|-----------|---|----------------|--|----------|
| BAS020001 | <input checked="" type="radio"/> Стандартная (из нейлона) | (натягивается) | | Стандарт |
| BAS020002 | <input type="checkbox"/> Подушка 5 см | | | 22,- |

СПИНКА

| | | | | |
|-----------|---|-------------------------------------|--|----------|
| BAS030001 | <input checked="" type="radio"/> Обивка спинки с регулировкой упругости (высота спинки 43,5 см) | (настивается на 41 см и 46 см) | | Стандарт |
| BAS030002 | <input checked="" type="radio"/> Рукоятки, жестко закрепленные | | | Стандарт |
| BAS030003 | <input type="checkbox"/> Рукоятки, регулируемые по высоте | | | 175,- |
| BAS030005 | <input type="checkbox"/> Регулировка наклона спинки | (для ширины сиденья от 40 до 48 см) | | 263,- |
| BAS030006 | <input type="checkbox"/> Устройство откидное против складывания | | | 97,- |
| BAS030007 | <input type="checkbox"/> Подголовник (с устройством против складывания) | | | 315,- |
| BAS030008 | <input type="checkbox"/> Удлинение спинки (подголовник) | | | 95,- |

БОКОВИНЫ

| | | | | |
|-----------|---|---|--|----------|
| BAS040001 | <input checked="" type="radio"/> Стандартный подлокотник короткий/длинный, переставляемый по высоте | (стандарт 20 см, переставляется на 23 см) | | Стандарт |
| BAS040002 | <input type="checkbox"/> Регулируемый по высоте подлокотник короткий/длинный | (регулируется от 19 до 3 см с шагом 2 см) | | 175,- |

ПОДНОЖКА

| | | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|----------|
| BAS050001 | <input checked="" type="radio"/> Раздельная подножка с регулируемым углом наклона опоры для стоп, с ремнем под пятку | (ДГ от 35 до 50 см) | | Стандарт |
| | Подъемная подножка | BAS050002 <input type="checkbox"/> пара | (с опорой для голени) | 216,- |
| | | BAS050003 <input type="checkbox"/> слева BAS050004 <input type="checkbox"/> справа | (с опорой для голени) | 108,- |
| | Опора для культи | BAS050005 <input type="checkbox"/> пара | | 315,- |
| | | BAS050006 <input type="checkbox"/> слева BAS050007 <input type="checkbox"/> справа | | 158,- |

ПЕРЕДНИЕ (ПОВОРОТНЫЕ) КОЛЕСА

| | | | | |
|-----------|---|---|--|----------|
| BAS080001 | <input checked="" type="radio"/> Литые 8" x 1 1/4" | | | Стандарт |
| BAS080003 | <input type="checkbox"/> Литые 8" x 50 (кладутся в упаковку отдельно) | BAS080002 <input type="checkbox"/> Литые 6" | | 53,- |

ЗАДНИЕ (ПРИВОДНЫЕ) КОЛЕСА

| | | | | |
|-----------|---|--|--|----------|
| BAS070001 | <input checked="" type="radio"/> 24" x 1" с шинами из полиуретана | (естественные оси, облучи из алюминия) | | Стандарт |
|-----------|---|--|--|----------|

ТОРМОЗА

| | | | | |
|-----------|---|--------|--|----------|
| BAS060001 | <input checked="" type="radio"/> Рачажье | | | Стандарт |
| BAS060002 | <input type="checkbox"/> Удлинение тормозного рычага | (пара) | | 16,- |
| BAS060003 | <input type="checkbox"/> Барабанные тормоза для сопровождающего | | | 210,- |

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

| | | | | |
|-----------|---|-------------------------------------|--|----------|
| BAS090011 | <input checked="" type="radio"/> Рачаг для опрокидывания коляски | (трубка рамы) | | Стандарт |
| BAS090006 | <input type="checkbox"/> Транзитные колеса 3" | (пара) | | 187,- |
| BAS090001 | <input type="checkbox"/> Держатель трости с петлей | | | 23,- |
| BAS090013 | <input type="checkbox"/> Комплект принадлежностей: (2 антипрокидывателя/подушка на сиденье/поясной ремень/держатель трости) | | | 134,- |
| BAS090003 | <input type="checkbox"/> Защита для спиц (прозрачная) | (24") | | 147,- |
| BAS090007 | <input type="checkbox"/> Терапевтический столик надвижной | (для ширины сиденья от 40 до 48 см) | | 217,- |
| BAS090009 | <input type="checkbox"/> Антипрокидыватель с роликом, пара | | | 89,- |
| BAS090010 | <input type="checkbox"/> Антипрокидыватель с роликом, шт. | | | 45,- |
| BAS090012 | <input type="checkbox"/> Поясной ремень безопасности | | | 26,- |

ЦВЕТ РАМЫ

| | | | |
|--|--|--|----------|
| <input checked="" type="radio"/> Серебристый глянцевый | | | Стандарт |
|--|--|--|----------|

| | |
|--|-----------------|
| Breezy BasiX² - Базовая цена | € 1076,- |
| Сумма платных опций | |
| Упаковка и отгрузка | |
| | €..... |
| ИТОГО: | €..... |