



Счет к оплате:
 Фамилия:
 Улица:
 Город: Почтовый индекс:
 Эл. почта:
 Тел.: Факс:

Адрес поставки:
 Фамилия:
 Улица:
 Город: Почтовый индекс:
 Эл. почта:
 Тел.: Факс:

Дата заказа:
 Заказ на покупку:
 Необходимое количество:



Промаркировано для:
 № заказа:

- Заказ
- Расчет
- По индивидуальному заказу

● = Стандарт □ = Платная опция L = Увеличенное время поставки ○ = Бесплатная опция

Макс. вес пользователя: **125 кг / 170 кг**
ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ кг

Обязательная информация для подтверждения правильности конфигурации

Арт. №: LY-710-074400

Пожалуйста, изучите наш каталог оттенков, чтобы подтвердить выбранный вами цвет в конце бланка для заказа

Базовая цена в Евро **1638,-**

ПАРАМЕТРЫ КЛИЕНТА

Ширина сиденья в см

	Стандартный вариант					Версия XL		
	38	40,5	43	45,5	48	52	56	60
41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Длиная направляющая сиденья
 Глубина сиденья 48,5/ 51 см: 51 Евро

Пожалуйста, ознакомьтесь с порядком проведения измерений на обратной стороне листа
 Все размеры даны в см, без учета подушки


Дополнительная плата:
 тяжелый режим эксплуатации
 усиленная конструкция : 336 Евро
 для 170 кг

Высота сиденья спереди в см (без подушки)

Вилка	35,5	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45,0	46,5	47,5	49	50,5	53*
	4"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5"	короткая	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	длинная узкая	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	длинная широкая	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6"	короткая	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	длинная узкая	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	длинная широкая	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7"	короткая	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	длинная узкая	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	длинная широкая	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8"	короткая	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	длинная узкая	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	длинная широкая	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



СМОТРИТЕ ВЫСОТУ СИДЕНЬЯ В ТАБЛИЦЕ ПАРАМЕТРОВ СИДЕНЬЯ



Высота сиденья сзади в см (без подушки)

Колеса	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53
20"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Высота сиденья спереди 53 см возможна только с роликом 8" при макс. весе пользователя 125 кг

P. №	Евро
------	------

ОБИВКА СИДЕНЬЯ

Полотно сиденья

HEL030120	<input checked="" type="checkbox"/>	Стандартное полотно сиденья с набивкой, нейлон	Стандарт
HEL030132	<input type="checkbox"/>	Полотно сиденья, нейлон, с регулируемой глубиной (увеличение глубины сиденья посредством обивки)	53 Евро
HEL030131	<input type="checkbox"/>	Без полотна сиденья	

Сиденья Jay серии Comfort

JCL020001	<input type="checkbox"/>	Сиденье Comfort (Бельгия)	191 Евро
JCL020002	<input type="checkbox"/>	Стандартное комфортное сиденье «Pro Skin»	191 Евро
JCL020003	<input type="checkbox"/>	Стандартное комфортное сиденье, эластичное прорезиненное полотно	285 Евро
JCL020004	<input type="checkbox"/>	Стандартное комфортное сиденье, эластичный материал	285 Евро
JCL020005	<input type="checkbox"/>	Стандартное комфортное сиденье, плетеное, эластичное прорезиненное полотно	357 Евро
JCL020006	<input type="checkbox"/>	Стандартное комфортное сиденье, плетеное, эластичный материал	357 Евро
JCL020007	<input type="checkbox"/>	Оптимальное комфортное сиденье, плетеное, эластичное прорезиненное полотно	450 Евро
JCL020008	<input type="checkbox"/>	Оптимальное комфортное сиденье, плетеное, эластичный материал	450 Евро
JCL020009	<input type="checkbox"/>	Сиденье Comfort Visco, плетеное, эластичное прорезиненное полотно	450 Евро
JCL020010	<input type="checkbox"/>	Сиденье Comfort Visco, плетеное, эластичный материал	450 Евро
JCL020011	<input type="checkbox"/>	Прокладка сиденья «Comfort», без порога	257 €
JCL020012	<input type="checkbox"/>	Порог (5 см) для прокладки комфортного сиденья	20 Евро
JCL020013	<input type="checkbox"/>	Порог (7,5 см) для прокладки комфортного сиденья	20 Евро
JCL020014	<input type="checkbox"/>	Порог (10 см) для прокладки комфортного сиденья	20 Евро

Глубина сиденья в см

Передний ролик

Эксплуатация колес

Пожалуйста, используйте следующий метод измерения:

Рекомендуемый метод разработан на основе большого практического опыта.

В отдельных случаях возможны отклонения.


Ширина сиденья:

а) Для пользователя:

Между устройством боковой защиты и бедром должен оставаться вертикальный зазор с каждой стороны (всего прилб. 1-2 см).

б) На инвалидной коляске:

От внешней трубки рамы с одной стороны до внешней трубки рамы с другой стороны



Общая ширина:

Общая ширина:

Макс. общая высота

Макс. общая длина

Вес:

Минимальный вес:

прибл. кг

Размер в сложенном состоянии:

с задними колесами

без задних колес

Возможные параметры высоты сиденья.

ВАЖНО: измеряется без учета подушки сиденья!

Стандартная коляска 40,5 x 40,5 см, развал 0°, центр тяжести +5 см, угол сиденья 3°

Любые изменения конфигурации могут привести к изменению высоты сиденья.

Производственные допуски составляют +/- 1 см


Глубина сиденья:

а) Для пользователя:

Сидя прямо: оставьте зазор в 2-3 пальца между передним краем обивки сиденья и обратной стороной колена (прибл. 3-6 см). Будьте внимательны при использовании регулируемой обивки.

б) На инвалидной коляске:

От задней трубки до переднего края обивки сиденья.



Общая ширина с 24"

Для развала 0°:

Для развала 3°:

С барабанным тормозом + 2 см

Высота спинки:

а) Для пользователя:



От сиденья, включая высоту подушки, до уровня, отстоящего от нижнего края лопаток не более чем на один палец (1 - 2 см).

Важно! Высота спинки зависит от группы инвалидности.

б) На инвалидной коляске:

От трубки сиденья до верхнего края обивки спинки.

Примечание. При измерении высоты спинки большое значение имеет способность пользователя сидеть прямо, в зависимости от этого значения могут существенно меняться.



Минимальная длина голени:

а) Для пользователя:

Ноги согнуты под прямым углом, измеряется от обратной стороны колена до нижней поверхности подошвы.

б) На инвалидной коляске:

От передней части сиденья до верхнего края опоры для стоп.

Не забудьте учесть высоту подушки

Параметры указанной выше коляски: Глубина сиденья XX см и колесо 24"

● = Стандарт ○ = Бесплатная опция □ = Платная опция

		P. №	Евро
Подушка сиденья с чехлом, черного цвета			
HEL030146	а) Пенный материал Толщина: HEL030147 □ 3 см	HEL030148 □ 5 см (средний)	83 Евро
HEL030149	б) Латекс Толщина: HEL030150 □ 5 см	HEL030151 □ 8 см (очень мягкий)	79 Евро
Подушка сиденья с водонепроницаемым / воздухопроницаемым чехлом			
HEL030152	а) Пенный материал Толщина: HEL030153 □ 3 см	HEL030154 □ 5 см (средний)	160 Евро
HEL030155	б) Латекс Толщина: HEL030156 □ 5 см	HEL030157 □ 8 см (очень мягкий)	160 Евро
Подушки для модели JAY			
JAY020002	□ JAY Basic		118 Евро
JAY020003	□ «JAY Soft Combi P»		174 Евро
JAY020001	□ «JAY Easy Visco», изогнутое основание		256 Евро
JAY020007	□ «JAY Easy Fluid», изогнутое основание		440 Евро
JAY020004	□ JAY Lite		402 Евро
Аксессуары сиденья			
HEL090015	□ Ремень с замком для фиксации положения		26 Евро
HEL030130	□ Запасной чехол для подушки с застежкой «молния»		38 Евро

СПИНКА

Рама спинки сиденья			
HEL040301	● Стандартный вариант с изгибом в области поясницы (41; 43,5; 46 см)		
HEL040302	□ Полускладная спинка (41; 43,5; 46 см)		84 Евро
HEL040303	□ Спинка с регулируемым углом (Rubix) -5°; 0°; 5°; 10°; 15°; 20° (стандартная установка 5°)		169 Евро
HEL040304	□ Спинка с регулируемым углом -5°; 0°; 5°; 10°; 15°; 20° (стандартная установка 5°)		208 Евро
HEL040305	□ Наклонная спинка (пневматическая пружина)		263 Евро
	высота: □ 35 □ 37,5 □ 40 □ 42,5 □ 45 □ 47,5 □ 50 см		
HEL040037	□ Удлиненная спинка (не предусмотрена спинка с регулируемым углом)		95 Евро
Рукотки для толкания			
HEL040039	● Стандартные рукотки для толкания		
HEL040038	□ Встроенные рукотки для толкания с регулируемой высотой (только стандартные спинки; стандартный вариант со спинкой с регулируемым углом, тип Rubix)		175 Евро
HEL040035	□ Навинчивающиеся, регулируемые по высоте рукотки для толкания (только спинка с регулируемым углом, тип Helix)		175 Евро
HEL040036	□ Стабилизирующая штанга, поворотно-отводная (применяется с подголовником)		97 Евро
HEL040030	□ Автоматическая складная стабилизирующая штанга		126 Евро
HEL040031	□ Подголовник (включая стабилизирующую штангу) (не предусмотрена автоматическая складная стабилизирующая штанга)		315 Евро
Обивка спинки			
HEL040227	● Регулируемая обивка (4 ремня) не применяется со спинками Jay 3		
HEL040228	● Регулируемая обивка (7 ремней) не применяется со спинками Jay 3		Стандарт
HEL040111	□ Не включать обивку спинки		



4034

Спинки Jay серии Comfort			
JCL030001	□ Спинка Comfort (Бельгия)		153 Евро
JCL030002	□ Спинка Comfort (высота 50 см) - Pro Skin		153 Евро
JCL030003	□ Спинка Comfort, эластичное прорезиненное полотно (высота 50 см)		153 Евро
JCL030004	□ Спинка Comfort, эластичный материал (высота 50 см)		153 Евро
JCL030005	□ Спинка Comfort, эластичное прорезиненное полотно (высота 57 см), ремни на «липучке»		478 Евро
JCL030006	□ Спинка Comfort, эластичный материал (высота 57 см), ремни на «липучке»		478 Евро
JCL030007	□ Спинка Comfort, эластичное прорезиненное полотно (высота 57 см), плетеное		413 Евро
JCL030008	□ Спинка Comfort, эластичный материал (высота 57 см), плетеный		413 Евро
JCL030009	□ Активная комфортная спинка с ремнями на «липучке» (высота 57 см); эластичное прорезиненное полотно		478 Евро
JCL030010	□ Активная комфортная спинка с ремнями на «липучке» (высота 57 см); эластичный материал		478 Евро
JCL030011	□ Пассивная комфортная спинка с ремнями на «липучке» (высота 57 см); эластичное прорезиненное полотно		502 Евро
JCL030012	□ Пассивная комфортная спинка с ремнями на «липучке» (высота 57 см); эластичный материал		502 Евро

Спинки JAY плюс аксессуары - полный ассортимент продукции указан в бланках для заказов Jay не предусмотрено для версий XL, не поставляется со стабилизирующими штангами

Спинка JAY 3 - Неглубокий контур			
Средняя часть области груди:	□ JAY030010 Средний - 34 см	□ JAY030033 Высокий - 38 см	649 Евро
Верхняя часть области груди:	□ JAY030012 Короткий - 42 см	□ JAY030019 Средний - 46 см	719 Евро
Высота плеч:	□ JAY030015 Короткий - 53 см	□ JAY030022 Средний - 57 см	773 Евро
Спинка JAY 3 - Средний контур			
Средняя часть области груди:	□ JAY030011 Средний - 34 см	□ JAY030018 Высокий - 38 см	711 Евро
Верхняя часть области груди:	□ JAY030013 Короткий - 42 см	□ JAY030020 Средний - 46 см	793 Евро
Высота плеч:	□ JAY030016 Короткий - 53 см	□ JAY030023 Средний - 57 см	834 Евро
Спинка JAY 3 - Глубокий контур			
Верхняя часть области груди:	□ JAY030014 Короткий - 42 см	□ JAY030021 Средний - 46 см	855 Евро
Высота плеч:	□ JAY030017 Короткий - 53 см	□ JAY030024 Средний - 57 см	876 Евро
Спинка JAY 3 - Задняя глубокая конфигурация			
Верхняя часть области груди:	□ JAY030031 Средний - 46 см		896 Евро
Высота плеч:	□ JAY030032 Короткий - 53 см		917 Евро
JAY030004	□ Подголовник для спинки JAY Flip (J3EUNDFH & J3EUHDLSP) (только со спинками Jay 3)		412 Евро
JAY030006	□ JAY Стандарт Подголовник Jay (J3EUNDXH & J3EUHDLSP) (только со спинками Jay 3)		247 Евро
Аксессуары для спинки			
JAY030004	□ Подголовник Jay J3EUNDFH (с откидной спинкой) со стандартной прокладкой J3EUHDLSP (только со спинками Jay 3)		412 Евро
JAY030005	□ Поворотно-отводная опора для тела Jay 3 (пара) H 10 x 12 J3LAT1012SA СЛЕВА и СПРАВА (только со спинками Jay 3)		299 Евро
JCL040001	□ стандартный комфортный подголовник, малый (только со спинками Jay серии Comfort)		268 Евро
JCL040002	□ регулируемое крыло подголовника Comfort (среднее) (только со спинками Jay серии Comfort)		287 Евро




Стандарт

Крыло


ПОДЛОКОТНИКИ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ БОКОВОЙ ЗАЩИТЫ

Подлокотник (выберите только одну опцию)			
HEL060100	● Стандартный подлокотник 32 см (вставляемая прокладка, не предусмотрено для глубины сиденья 51 см)		Стандарт
HEL060101	□ Подлокотник с регулируемой высотой 32 см (вставляемая прокладка, не предусмотрено для глубины сиденья 51 см)		147 Евро
HEL060102	□ С одиночной опорой, с регулировкой по высоте (тип Rubix, рекомендуется для глубины сиденья 51 см)		147 Евро
	Длина прокладки подлокотника 32 см (вставляемая)		
	С одиночной опорой, с регулировкой по высоте (тип G2)		
HEL060107	□ Длина пластины 25 см HEL060108 □ Полная длина 36 см		191 Евро
HEL060103	□ Опора для рук Nemi, тип Relax 2, 1 узел (применяется слева и справа) (только с регулируемым по высоте подлокотником)		188 Евро
HEL060104	□ Опора для рук Nemi, тип Relax 2, 2 узла (применяется слева и справа) (только с регулируемым по высоте подлокотником)		376 Евро
HEL060105	□ Опора для рук Nemi большого размера, тип Relax 2, 1 узел (применяется слева и справа) (только с регулируемым по высоте подлокотником)		188 Евро
HEL060106	□ Опора для рук Nemi большого размера, тип Relax 2, 2 узла (применяется слева и справа) (только с регулируемым по высоте подлокотником)		376 Евро
Устройства для боковой защиты			
HEL060109	○ Пластиковые «Quickie Regular»		
HEL060110	□ Алюминиевые с ограждением □ искрящийся красный □ искрящийся серебряный □ искрящийся черный		166 Евро
HEL060111	□ Алюминиевые без ограждения □ искрящийся красный □ искрящийся серебряный □ искрящийся черный		166 Евро
Опции			
HEL090006	□ Вставляемый столик		217 Евро
	Поворотно-отводной столик HEL090007 □ ВлевоИЛИ □ Справа HEL090008		275 Евро


Центр тяжести



+ 2,5 см




+ 5 см




+ 7,5 см


Стандартная установка



0 см



- 2,5 см



- 5 см

● = Стандарт ○ = Бесплатная опция □ = Платная опция

Р. № Евро

ОПОРА ДЛЯ НОГ И ПЛАСТИНЫ ДЛЯ СТОП

HEL050107	● 70° подвесной кронштейн			
HEL050108	□ 80° подвесной кронштейн <i>(только с искрящимися отпеченками)</i>		58 Евро	
Пластины для стоп				
HEL050111	● Пластины для стоп с регулируемым углом <i>(композитный материал) (пара)</i>			
HEL050100	□ опора для стоп в виде платформы, из алюминия, черного цвета (регулируемый угол)		143 Евро	
	Ремни безопасности HEL050109 □ слева HEL050110 □ справа		108 Евро	
HEL050101	□ пара		216 Евро	
HEL090019	□ Комфортная прокладка для икр, для ремней безопасности <i>(только для ширины сиденья от 48 см и более)</i>		53 Евро	
	Прокладка для опоры при ампутир. конечности HEL050104 □ слева HEL050105 □ справа		158 Евро	
HEL050106	□ пара		315 Евро	
HEC050042	Опора для гипсовой повязки □ слева или □ справа <i>(с марта 2014)</i>		95 Евро	

РАМА

HEL010101	● Стандартная поворотнo-отводная рама)			
HEL010102	○ укороченная, в зависимости от глубины сиденья <i>не предусмотрена регулировка глуб. сиденья/увеличение расстояния между задними колесами</i>			
HEL010103	○ полная длина			
HEL090040	□ Кронштейны для перевозки в такси Голландия		102 Евро	
HEL010104	□ Рама Нети - наружный кронштейн <i>(не поставляется с версией XL)</i>		90 Евро	

Аксессуары рамы

HEL090000	□ Кронштейн для костыля		23 Евро	
HEL090002	□ монтаж слева ИЛИ HEL090003 □ монтаж справа			
HEL090036	□ Ходовое колесо <i>(не поставляется с 2 устройствами против опрокидывания)</i>		187 Евро	
	Устройство для облегчения наклона			
HEL090037	□ слева		15 Евро	
HEL090038	□ справа		15 Евро	
HEL090011	□ Устройство против опрокидывания, поворотнo-отводное, с правой стороны		121 Евро	
HEL090112	□ Устройство против опрокидывания, поворотнo-отводное, с левой стороны		121 Евро	
	□ Устройство против опрокидывания с накладкой в виде трубки			
HEL090013	□ слева или HEL090014 □ справа		53 Евро	
HEL090016	□ пара		106 Евро	

РОЛИК

(сравните с вашим выбором на первой странице)

HEL080109	● Твердый			
HEL080110	○ Твердый, широкий (50 мм) <i>(только для 8" и длинной широкой вилки)</i>			
HEL080111	○ Пластичный <i>(только для 6")</i>			
HEL080112	○ Пневматические			

ЗАДНИЕ КОЛЕСА (быстросъемные оси)

(сравните с вашим выбором на первой странице; выберите только один тип колеса)

HEL080302	○ Колесо со спицами <i>(не поставляется с 26"; 20" только твердые; не предусмотрено для вращения вправо)</i>			
HEL080303	□ Дизайнерское <i>(только 24")</i>		103 Евро	
HEL080305	○ Колесо с барабанным тормозом <i>(не предусмотрен стальной обрuch, не поставляется 26")</i>			
HEL080306	□ Универсальное колесо с перекрещенными спицами <i>(только 20" / 26"; только вращение вправо)</i>			
	24" Управление одной рукой <i>(только фиксированные колеса 24", развал 0°, пневматические)</i>			
HEL080309	□ справа HEL080308 □ слева		683 Евро	
HEL080311	○ Не включать в заказ задние колеса			
HEL080310	○ Увеличение расстояния между задними колесами (2,5 см за задней трубкой)			

ШИНЫ

(выберите только один тип шины)

HEL080312	● Пневматические			
HEL080313	○ Вращение вправо (высокое давление) <i>в комбинации с дизайнерским/универсальным колесом</i>			
HEL080314	○ Массивная шина <i>(не поставляется с колесами 26")</i>			

ОБРУЧ

HEL080315	● Алюминиевый, серебристый, анодированный			
HEL080316	□ Супер захват <i>(только с с дизайнерским колесом)</i>		268 Евро	
HEL080317	□ Нержавеющая сталь <i>(только универсальное колесо, 24")</i>		53 Евро	
HEL080319	□ Покрытие обрucha <i>(только колесо 22" или 24")</i>		99 Евро	
HEL080320	□ Макс. захват <i>(только с с дизайнерским колесом)</i>		338 Евро	
HEL080321	○ Не включать обрuch			

РАЗВАЛ КОЛЕС


(выберите только одну опцию)

HEL080015	● 0°			
HEL080016	○ 3			

Защита для спиц

HEL090001	□ «Прозрачный» <i>(поставляется только с 22", 24" и 26")</i>		147 Евро	
HEL090032	□ «Вращение» HEL090033 □ «Графика» HEL090031 □ «Биббо» <i>(поставляется только с 22", 24")</i>		196 Евро	
HEL090030	□ «Фантазия» HEL090035 □ «Галактика» HEL090034 □ «Улыбка» <i>(поставляется только с 22", 24")</i>		196 Евро	

● = Стандарт ○ = Бесплатная опция □ = Платная опция

		Р. №	Евро
СТОПОРЫ КОЛЕС <small>(выберите только одну опцию)</small>			
HEL070800	● Тормоз с коленчатым рычагом		
HEL070801	□ Удлинительный рычаг		16 Евро
HEL070802	□ Барабанный тормоз		210 Евро
Фиксатор колеса для управления одной рукой			
HEL070803	□ справа □ слева HEL070804		197 Евро
АКСЕССУАРЫ			
HEL090005	○ Набор инструментов		
HEL090017	□ Контейнер		82 Евро
HEL090009	□ Черный карман для принадлежностей на спинке		72 Евро
HEL090010	□ Воздушный насос		12 Евро
ЦВЕТА			
Рама / Подвесной кронштейн (пластина оси всегда имеет цвет рамы)			
HEL030001	○ RubiX синий		
HEL030002	○ Искрящийся красный		
HEL030003	○ Искрящийся серебряный		
HEL030004	○ Черный (Ral 9005)		
Комментарии для специальной конструкции:			
FMG-MF01-3162-01	24" барабанный тормоз, включая управление одной рукой, справа (1) <i>(включая барабанный тормоз и управление одной рукой)</i>		цена по запросу
FMG-MF01-3162-02	24" барабанный тормоз, включая управление одной рукой, слева (1) <i>(включая барабанный тормоз и управление одной рукой)</i>		цена по запросу
	(1) Не поставляется в комбинации с развалом, защитой спиц, быстросъемной осью		
HeliX² - Базовая цена			1638 Евро
Цена опции			Евро
Упаковка и транспортировка			
Без учета НДС			
НДС			
Общая цена:			Евро
Titan Deutschland GmbH An der Leimenkaut 31 61352 Bad Homburg, Germany (06172) 684 441 / 684 439			
Эл. почта: titandeutschland@online.de Website: www.ortho-titan.com			

