



QUICKIE® Easy Life i

Адрес поставки:
 Фамилия:
 Улица:
 Город: Почтовый индекс:
 Эл. почта:
 Тел.: Факс:



Адрес поставки:
 Фамилия:
 Улица:
 Город: Почтовый индекс:
 Эл. почта:
 Тел.: Факс:

Дата заказа:
 Заказ на покупку:
 Необходимое количество:

Промаркировано для:
 № заказа:

- = Стандарт = Платная опция
- ./ = Снижение цены = Бесплатная опция

- Заказ
- Расчет
- По индивидуальному заказу

Код для компенсации:

Арт. №: LY-710-84500001

Макс. вес пользователя: **140 кг**

ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ кг

Обязательная информация для подтверждения правильности конфигурации

Базовая цена 1.957 Евро

ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КЛИЕНТА

ВЫБОР ШИРИНЫ СИДЕНЬЯ - измерено от внешней трубки рамы с одной стороны до внешней трубки рамы с другой стороны

34 см	36 см	38 см	40 см	42 см	44 см	46 см	48 см	50 см	52 см	54 см
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ВЫБОР ГЛУБИНЫ СИДЕНЬЯ

Короткая рама		Средняя рама				Длинная рама			
36 см	38 см	40 см	42 см	44 см	46 см	48 см	50 см	52 см	54 см
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36-38	36-40	36-40	36-42	42-44	44-48	44-48	44-50	44-52	44-54

Регулировка глубины сиденья посредством полотна сиденья (2)

Глубина сиденья регулируется в диапазоне +4 см с помощью трубки спинки

ВЫБОР ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ СПЕРЕДИ: в зависимости от типа передних роликов и рамы

Высота сиденья спереди в см

		Тип вилки (мм)		Рама																	
		38	39	40	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54				
Передний ролик	5"	Версия Nemi		Станд. вариант	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Короткие (143)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Длинные (168)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Carbotecture (123)		Невро-логический вариант	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	123 мм (1)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Длинные (168)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6"	Версия Nemi		Станд. вариант	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Короткие (143)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Длинные (168)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7"	Carbotecture (123)		Невро-логический вариант	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	123 мм (1)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Длинные (168)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7"	Длинные (168)		Станд. вар-т	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Длинные (168)		Невр. вар-т	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ВЫБОР ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ СЗАДИ: в зависимости от размера задних колес

Высота сиденья сзади в см

Задние колеса	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
22"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Высота сиденья сзади может быть меньше выбранной высоты сиденья спереди только на значение, находящееся в диапазоне от 0 см до 11 см.

(1) совместимо с дополнительными силовыми устройствами
 (2) Регулировка глубины сиденья за счет ремней натяжения сиденья; регулировка глубины сиденья за счет трубы спинки с помощью инструмента +4 см, исключая глубину сиденья 52 и 54 см

Пожалуйста, используйте следующий метод измерения:

Рекомендуемый метод разработан на основе большого практического опыта. В отдельных случаях возможны отклонения.

Ширина сиденья (SW):

- a) Для пользователя: Обеспечьте зазор между боковой защитой и бедром с обеих сторон инвалидной коляски (прибл. 1 - 2 см в общей сложности)
- b) На инвалидной коляске: От внешней трубки рамы с одной стороны до внешней трубки рамы с другой стороны

Глубина сиденья (SD):

- a) Для пользователя: Сидя прямо: оставьте зазор в 2 -3 пальца между передним краем обивки сиденья и обратной стороной колена (прибл. 3 - 6 см).
Будьте внимательны при использовании регулируемой обивки.
- b) На инвалидной коляске: От спинки трубки до переднего края обивки сиденья.

Высота сиденья спереди:

- a) Для пользователя: В положении сидя, когда колени согнуты под углом 90°:
От обратной стороны колена до нижней поверхности подошвы обуви.
- b) На инвалидной коляске: От передней части трубки сиденья до поверхности пола.
(мин. на 3 см длиннее параметра пользователя)
Не забудьте учесть высоту подушки.

Высота сиденья сзади:

- b) На инвалидной коляске: От задней части трубки сиденья до поверхности пола.
Примечание: Макс. разность высоты сиденья спереди и сзади составляет 13 см

Высота спинки:

- a) Для пользователя: От сиденья, включая высоту подушки, до уровня, отстоящего от нижнего края лопаток не более чем на 1 - 2 см.
- b) На инвалидной коляске: От задней части трубки сиденья до верхнего края обивки спинки.
Примечание: При измерении высоты спинки важна способность пользователя сидеть прямо, в зависимости от этого значения могут существенно меняться.

Угол спинки:

Важно: Высота спинки зависит от группы инвалидности. За 0° принимается угол 90° к поверхности пола. Отрицательные углы - это углы <90°, положительные углы - это углы >90°.

Обзор технических данных:

Макс. общая высота:	112,5 см
Макс. общая длина:	119 см
Макс. окружность поворота:	96 см
Макс. безопасный наклон:	10°
Вес инвалидной коляски:	от 14,5 кг
Вес в разобранном состоянии:	от 8 кг
Вес самой тяжелой детали:	2,1 кг

Макс. общая ширина:	Развал	22" заднее колесо	24" заднее колесо
	Для развала 0°:	ШС + 20 см	ШС + 20 см
	Для развала 3°:	Ширина сиденья + 27 см	Ширина сиденья + 28 см

Изделие прошло испытание на удар при столкновении согласно ISO 7176-19 и получило допуск на перевозку в транспортных средствах
Для перевозки без пациента коляска должна быть надежно зафиксирована в автомобиле

Любые изменения конфигурации могут привести к изменению высоты сиденья.
Производственные допуски составляют +/- 1 см

ОБИВКА СИДЕНЬЯ И ПОДУШКИ**Полотна сиденья**

LII020009	●	Рег. полотно сиденья, с одним карманом для принадл. (рег. нижняя полость, рег. глубина)	
LII020000	○	без полотна сиденья	

Подушка сиденья, чехол на «молнии», черный

Композитная пена (средней мягкости)	Толщина:	LII020101	□	3 см	LII020102	□	5 см	85,-
Латекс (очень мягкий)	Толщина:	LII020103	□	5 см	LII020104	□	8 см	85,-

Подушка сиденья, кондиционирующая мембрана, водостойкая, чехол черного цвета на «молнии»

Композитная пена (средней мягкости)	Толщина:	LII020105	□	3 см	LII020106	□	5 см	165,-
Латекс (очень мягкий)	Толщина:	LII020107	□	5 см	LII020108	□	8 см	165,-

Аксессуары сиденья

LII090018	□	Ремень для фиксации положения		23,-
LII020150	□	Запасной чехол для подушки	(только с заказом подушки)	38,-

Подушка Jay - полный ассортимент продукции Jay указан в бланках для заказов Jay

JAY020002	□	Jay Basic		122,-
JAY020003	□	«Jay Soft Combi P»		179,-
JAY020001	□	Jay Easy Visco		264,-
JAY020007	□	JAY Easy Fluid		453,-
JAY020004	□	JAY Lite		414,-
LII090018	□	Фиксирующий ремнь		24,-
LII020150	□	Чехол для подушки		39,-

СПИНКА**Фиксированная спинка**

LII030021	●	Фиксированная спинка с длинными рукоятками для толкания		180,-
LII030207	□	Фиксированная спинка с встроенными, регулируемыми по высоте рукоятками для толкания		
	○	высота спинки 41 см		
	○	высота спинки 43,5 см		
	○	высота спинки 46 см		

Спинка с регулируемым углом, с встроенными рукоятками для толкания

LII030022	□	Спинка с рег. углом, с встр., рег. по высоте рукоятками для толкания, от -5° до 25°		362,-
	○	высота спинки 42,5 см		
	○	высота спинки 45,5 см		
	○	высота спинки 47,5 см		

Спинка с регулируемым углом, с длинными рукоятками для толкания

LII030023	□	Спинка с регулируемым углом, с длинными рукоятками для толкания, от -5° до 25°		214,-
LII030025	□	Спинка с рег. углом, с изогнутыми, регулируемыми по высоте рукоятками для толкания		399,-
Диапазон высоты спинки	36 - 40 см	40 - 45 см	45 - 50 см	
	○	высота спинки 36 см	○	высота спинки 40 см
	○	высота спинки 37,5 см	○	высота спинки 42,5 см
	○	высота спинки 40 см	○	высота спинки 45 см
			○	высота спинки 47,5 см
			○	высота спинки 50 см

Наклонная спинка с длинными рукоятками для толкания

LII030014	□	Накл. спинка с длинными рукоятк. для толк. (диап. угла спинки 0 - 30°)	(высота спинки только 48 см)	422,-
-----------	---	--	------------------------------	-------

Обивка спинки (черная)

LII030316	○	Полотно для спинки EXO, синт. волокно, с набивкой, рег., с 1 карм. для принадл., черного цвета		-
		Цвет, шнур для крепления	● Черный ○ Оранж. ○ Серебр. ○ Красный ○ Синий	-
LII030317	□	Полотно для спинки EXO PRO, синт. волокно, с набивкой, рег., воздухопр., с ткан. вст., с карм. для принадл., черн.		135,-
		Цвет, шнур для крепления	● Черный ○ Оранж. ○ Серебр. ○ Красный ○ Синий	-
LII030300	○	Без обивки спинки		-

Аксессуары для спинки

LII030402	□	Автоматическая складная стабилизирующая штанга	(от ШС 36 см)	103,-
LII030411	□	Подг., средн. высота, глубина и угол рег., 20x11 см	(не поставляется с LII030402; только от ШС 38 см)	308,-
LII030410	□	Подг., больш. высота, глубина и угол рег., 23x11 см	(не поставляется с LII030402; только от ШС 38 см)	308,-
LII030603	□	Поворотн.-отводная опора для тела, пара		98,-



Подушка сиденья,
чехол на
«молнии», чёрный



Подушка сиденья,
кондиционирующая
мембрана,
водостойкая, чехол на
«молнии», чёрный



Ремень с замком
для фиксации положения




Jay Basic
(рисунок дан без обивки)



«Jay Soft Combi P»
(рисунок дан без обивки)



Jay Easy Visco
(рисунок дан без обивки)



Гелевая подушка «Jay Easy Fluid»
(рисунок дан без обивки)



Jay Lite



Фиксированная спинка



Спинка с регулируемым углом



Наклонная спинка



Опора для тела



Подголовник



L11030316
Полотно для спинки EXO



L11030317
Полотно для спинки EXO PRO

СПИНКИ И АКСЕССУАРЫ**Спинка Jay 3 - Средний контур**

Средняя часть области груди:	<input type="checkbox"/> JAY030011 Средняя - 34 см	<input type="checkbox"/> JAY030018 Высокая - 38 см	732,-	
Верх. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/> JAY030013 Короткая 42 см	<input type="checkbox"/> JAY030020 Средняя 46 см	<input type="checkbox"/> JAY030026 Высокая 50 см	817,-
Высота плеч:	<input type="checkbox"/> JAY030016 Короткая - 53 см	<input type="checkbox"/> JAY030023 Средняя - 57 см	<input type="checkbox"/> JAY030029 Высокая - 61 см	859,-

Спинка Jay 3 - Глубокий контур средней зоны

Средняя часть области груди:	<input type="checkbox"/> JAY030041 Высокая - 38 см	838,-
Верхняя часть области груди:	<input type="checkbox"/> JAY030042 Средняя 46 см	838,-
Высота плеч:	<input type="checkbox"/> JAY030043 Короткая - 53 см	859,-

Спинка Jay 3 - Глубокий контур

Верх. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/> JAY030014 Короткая 42 см	<input type="checkbox"/> JAY030021 Средняя 46 см	<input type="checkbox"/> JAY030027 Высокая 50 см	881,-
Высота плеч:	<input type="checkbox"/> JAY030017 Короткая - 53 см	<input type="checkbox"/> JAY030024 Средняя - 57 см	<input type="checkbox"/> JAY030030	902,-

Спинка Jay Easy - Задняя глубокая конфигурация

Средняя часть области груди:	<input type="checkbox"/> JAY050037 Высокая - 38 см	667,-
Верхняя часть области груди:	<input type="checkbox"/> JAY050031 Средняя 46 см	667,-
Высота плеч:	<input type="checkbox"/> JAY050032 Короткая - 53 см	667,-

JAY030004	<input type="checkbox"/> Подголовник для спинки Jay flip (J3EUNDFH и J3EUNDLSP)	(только со спинками Jay 3)	424,-
JAY030006	<input type="checkbox"/> Подголовник Jay standard (J3EUNDXH и J3EUNDLSP)	(только со спинками Jay 3)	254,-

ПОДЛОКОТНИКИ И БОКОВАЯ ЗАЩИТА**Подлокотник**

(выберите только одну опцию, не в комбинации с бок. защитой; только с развалом 0°)

LII040053	<input type="radio"/> Регулируемое устройство подлокотника, короткие/длинные	(не поставляется с наклонной спинкой)	
LII040054	<input type="checkbox"/> Рег. по высоте подлокотник, с длинной и короткой напр. прокладки	(не поставляется с наклонной спинкой)	151,-
LII040110	<input type="checkbox"/> Прокладка подлокотника Неті XL (длина: 54 см; ширина: 13,5 см)	(добавлено; прим. слева и справа)	194,-
LII040111	<input type="checkbox"/> Прокладка подлокотника Неті, малая (длина: 46 см; ширина: 10,5 см)	(добавлено; прим. слева и справа)	194,-
	<input type="checkbox"/> Одиночная опора, с регулировкой по высоте		228,-
LII040050	<input type="radio"/> Короткая прокладка для рук (25 см)		
LII040051	<input type="radio"/> Длинная прокладка для рук (36 см)		
LII040052	<input type="checkbox"/> Рег. по высоте устройство одиночной опоры, короткая и длинная прокладка подлок. - длина рег-тся		178,-

Устройства для боковой защиты

(не пост. в комбинации с подлокотниками)

LII040107	<input type="checkbox"/> Композитные, съёмные		106,-
LII040102	<input type="checkbox"/> Алюминиевые, без ограждения	(не пост. с механизмом наклона)	178,-
LII040103	<input type="checkbox"/> Алюминиевые, с ограждением	(не поставляется с механизмом наклона)	243,-

ВАРИАНТЫ РАМЫ

LII010015	<input type="radio"/> Стандартная рама		
LII010017	<input type="checkbox"/> Неврологический вариант рамы		119,-
LII090100	<input type="checkbox"/> Опция аварийного испытания	(требуется использовать коляску в качестве сиденья в автомобиле)	70,-

ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ

LII070500	<input type="radio"/> Центр тяжести -5 см (увеличение расстояния до задних колёс)		
COG00	<input type="radio"/> Центр тяжести 0 см		
COG10	<input type="radio"/> Центр тяжести 1 см		
COG20	<input type="radio"/> Центр тяжести 2 см		
COG30	<input type="radio"/> Центр тяжести 3 см		
COG40	<input type="radio"/> Центр тяжести 4 см		
COG50	<input type="radio"/> Центр тяжести 5 см		

АКСЕССУАРЫ РАМЫ

LII090010	<input type="checkbox"/> Транзитные колеса (пара)	(Нет кроншт. для костыля, вспомогат. устр. для наклона и устр. против опрокидывания)	214,-
-----------	---	--	-------

Вспомогательное устройство для наклона и кронштейн для костыля

LII090001	<input type="checkbox"/> Вспом. устр. для наклона, слева	LII090002	<input type="checkbox"/> Вспом. устр. для наклона, справа	53,-
LII090003	<input type="checkbox"/> Вспом. устр. для наклона, пара			106,-
LII090009	<input type="checkbox"/> Кронштейн для костыля	(только в комбинации с устройством для облегчения наклона)		30,-

Трубки против опрокид., поворот.-отводные и вставляемые (1)

LII090004	<input type="checkbox"/> Устр.-во против опрокид., поворот.-отв., слева	LII090005	<input type="checkbox"/> Устр.-во против опрокид., поворот.-отв., справа (без ходовых колёс)	125,-
LII090006	<input type="checkbox"/> Устр.-во против опрокид., поворот.-отводное, пара			249,-
LII090042	<input type="checkbox"/> Устр.-во против опрокид., вставл., слева	LII090043	<input type="checkbox"/> Устр.-во против опрокид., вставляемое, справа	46,-
LII090044	<input type="checkbox"/> Устр.-во против опрокид., вставляемое, пара			103,-

(1) Две трубки против опрокидывания, поворот.-отводные, не могут комбинироваться с вспом. устр. для наклона.



Спинка Jay 3
Средний контур




Спинка Jay 3
Глубокий контур
средней зоны (MDC)



Спинка Jay 3
Глубокий контур



Регулируемое
по высоте
устройство
подлокотника



Регулируемый
по высоте подлокотник,
с длинной/короткой
прокладкой



С одиночной
опорой,
с регулировкой
по высоте



Регулируемое
по высоте
устройство
одиночной опоры



Прокладка подлокотника Нemi



Стандартная рама



Неврологический вариант рамы

ПОДНОЖКА**Алюм. подвесной кронштейн**

L11050002	<input type="radio"/>	70° подвесной кронштейн	L11050001	<input checked="" type="radio"/>	80° подвесной кронштейн	
L11050005	<input type="checkbox"/>	Алюм. подвесной кронштейн, пара				130,-
L11050006	<input type="checkbox"/>	Алюм. подвесной кронштейн, слева	L11050007	<input type="checkbox"/>	Алюм. подвесной кронштейн, справа	65,-

Композит. подвес. кроншт.

L11050002	<input type="radio"/>	70° подвесной кронштейн	L11050001	<input checked="" type="radio"/>	80° подвесной кронштейн	
L11050002	<input type="checkbox"/>	Композитная опора для ног, пара				87,-
L11050003	<input type="checkbox"/>	Композитная опора для ног, слева	L11050004	<input type="checkbox"/>	Композитная опора для ног, справа	43,-

Подъемная опора для ног (ELR)

(только с композитной опорой для стоп)

L11050011	<input type="checkbox"/>	Подъемная опора для ног, пара	(Не в комбинации с алюм. платформой опоры для стоп, не с ШС 36 см)		222,-	
L11050009	<input type="checkbox"/>	Подъемная опора для ног, слева	L11050010	<input type="checkbox"/>	Подъемная опора для ног, справа	111,-
L11050014	<input type="checkbox"/>	Поддержка для ампутантов			163,-	

Пластина для стоп

L11050020	<input checked="" type="radio"/>	Раздельная, с регулируемым углом, композитная	(пара; от мин. длины голени 34 см; только от ШС 36 см)		
L11050022	<input type="checkbox"/>	Раздельная, с регулируемым углом и глубиной, алюминиевая	(от мин. длины голени 36 см)		201,-
L11050023	<input type="checkbox"/>	Платф., с рег. углом и глуб., подъём., алюм.	(от мин. длины голени 36 см; не пост. в комб. с подъём. опорой для ног)		147,-

ДЛИНА ГОЛЕНИ Значение LLL должно быть на 2,5 см меньше высоты сиденья спереди; все размеры даны в см

- | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|----|
| <input type="radio"/> | 34 | <input type="radio"/> | 35 | <input type="radio"/> | 36 | <input type="radio"/> | 37 | <input type="radio"/> | 38 | <input type="radio"/> | 39 |
| <input type="radio"/> | 40 | <input type="radio"/> | 41 | <input type="radio"/> | 42 | <input type="radio"/> | 43 | <input type="radio"/> | 44 | <input type="radio"/> | 45 |
| <input type="radio"/> | 46 | <input type="radio"/> | 47 | <input type="radio"/> | 48 | <input type="radio"/> | 49 | <input type="radio"/> | 50 | | |

ВИЛКА

	<input checked="" type="radio"/>	Вилка			
L11080101	<input type="checkbox"/>	Комплект Нети	(Не в комбинации с роликами 7"; только стандарт. рама)		238,-
L11090093	<input type="checkbox"/>	Вилка для дополнительных силовых устройств, 123x45 мм	(только черного цвета)		42,-

ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА

L11080301	<input type="radio"/>	Твердый			
L11080302	<input type="radio"/>	Мягкий	(только для роликов 5" и 6")		
L11080305	<input type="radio"/>	Пневматические	(только для роликов 6" и 7")		

ЗАДНИЕ КОЛЕСА

L11070001	<input type="radio"/>	Универс. колесо с перекрещ. спицами			
L11070002	<input type="radio"/>	Дизайнерское колесо	(только 24")		
L11070003	<input type="radio"/>	Облегченное колесо	(макс. вес пользователя: 125 кг)		
L11070008	<input type="checkbox"/>	Колесо с барабанным тормозом	(только с регул. по высоте рукоятками для толкания, развал 0°)		300,-
L11070000	<input type="radio"/>	Без колес			

Управление одной рукой

L11070401	<input type="checkbox"/>	Управл. одной рукой, слева	(только с обручем из нержав. стали и развалом 0°)		880,-
L11070402	<input type="checkbox"/>	Управл. одной рукой, справа	(только с обручем из нержав. стали и развалом 0°)		880,-

ШИНЫ

L11070101	<input type="radio"/>	Направление протектора вправо (пневматические)			
L11070102	<input type="radio"/>	Массивные шины			
L11070104	<input type="checkbox"/>	Marathon Plus (защита от прокола)			43,-

ОБРУЧИ

L11070202	<input type="radio"/>	Алюминиевый, серебристый, анодированный			
L11070201	<input type="radio"/>	Алюм., серебр., порошковое покрытие			
L11070204	<input type="radio"/>	Нержавеющая сталь	(не с барабанным тормозом)		
L11070203	<input type="checkbox"/>	Алюм. оттенок, порошковое покрытие			53,-
L11070207	<input type="checkbox"/>	Supergrip	(только 22" с универс. колесами и с барабан. тормозом)		276,-
L11070208	<input type="checkbox"/>	Max Grep			366,-
L11070200	<input type="radio"/>	Не включать обруч			



Алюм. подвесной кронштейн



Композит. подвес. кроншт.



Подъемная опора для ног



Раздельные пластины для стоп, с регулир. углом, композит.



Раздельные, с регулируемыми углом и глубиной, алюмин.



Платформа, с регулируемыми углом и глубиной, подъем., алюм.



Универс. колесо с перекрещ. спицами



Дизайнерское колесо



Облегченное колесо



Right Run



Массивные шины



Marathon plus evolution

УСТАНОВКА ОБРУЧЕЙ

LII070307	<input type="checkbox"/>	Установленный обруч, сверхтонкий= 7 мм	(только с нержавеющей сталью)	100,-
LII070317	<input checked="" type="checkbox"/>	Установленный обруч, тонкий = 17 мм	(12,5 мм, с облегченными колесами)	
LII070327	<input type="checkbox"/>	Установленный обруч, широкий =27 мм	(не с облегченными колесами и алюм. обручем)	
LII070250	<input type="checkbox"/>	Покрытие обручей силикон		105,-

РАЗВАЛ КОЛЕС

LII070600	<input checked="" type="checkbox"/>	Развал колес 0°		
LII070603	<input type="checkbox"/>	Развал колес 3°	(не с колесом с барабан. тормозом, управл. одной рукой)	

ЗАЩИТА СПИЦ

LII070831	<input type="checkbox"/>	«Прозрачный»		151,-			
LII070826	<input type="checkbox"/>	«Вращение» LII070815	<input type="checkbox"/>	«Графика» LII070804	<input type="checkbox"/>	«Биббо»	202,-
LII070810	<input type="checkbox"/>	«Фантазия» LII070813	<input type="checkbox"/>	«Галактика» LII070805	<input type="checkbox"/>	«Улыбка»	202,-
LII070823	<input type="checkbox"/>	«Принцесса» LII070808	<input type="checkbox"/>	«Танц. медведь» LII070818	<input type="checkbox"/>	«Джангл Фива»	202,-
LII070816	<input type="checkbox"/>	«Счастл. львы» LII070832	<input type="checkbox"/>	«Водный мир» LII070825	<input type="checkbox"/>	«Рандольф»	202,-
LII070819	<input type="checkbox"/>	«Обезьяны» LII070821	<input type="checkbox"/>	«Пираты» LII070811	<input type="checkbox"/>	«Перо»	202,-
LII070820	<input type="checkbox"/>	«Восточное» LII070824	<input type="checkbox"/>	«Разгон» LII070809	<input type="checkbox"/>	«Грязные гонки»	202,-
LII070829	<input type="checkbox"/>	«Супергерой» LII070814	<input type="checkbox"/>	«Граффити» LII070806	<input type="checkbox"/>	«Хром»	202,-
LII070817	<input type="checkbox"/>	«Горяч. колеса» LII070802	<input type="checkbox"/>	«Баскетбол» LII070803	<input type="checkbox"/>	«Баскетбол 2»	202,-
LII070822	<input type="checkbox"/>	«Пул» LII070812	<input type="checkbox"/>	«Летящая вода» LII070828	<input type="checkbox"/>	«Пространство»	202,-
LII070827	<input type="checkbox"/>	«Шелк» LII070801	<input type="checkbox"/>	Аннотация LII070807	<input type="checkbox"/>	«Креативное»	202,-
LII070830	<input type="checkbox"/>	«Тигр» LII070833	<input type="checkbox"/>	«Зебра»			202,-

ТОРМОЗ (ФИКСАТОР)

LII060002	<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксатор колеса с коленч. рычагом		
LII060010	<input type="checkbox"/>	Удлинение для фикс. колеса с коленч. рычагом, вставляемое, пов.-отводное		24,-

Нажимного действия, упр. одной рукой

LII060006	<input type="checkbox"/>	Нажимного действия, упр. одной рукой, привод слева		135,-
LII060007	<input type="checkbox"/>	Нажимного действия, упр. одной рукой, привод справа		135,-

АКСЕССУАРЫ

LII090000	<input checked="" type="checkbox"/>	Набор инструментов		
LII090019	<input type="checkbox"/>	Контейнер		92,-
LII090030	<input type="checkbox"/>	Рюкзак		64,-
LII090024	<input type="checkbox"/>	Насос высокого давления		68,-
LII090025	<input type="checkbox"/>	Воздушный насос		12,-
LII090026	<input type="checkbox"/>	Кармашек для мобильного телефона		20,-

СТОЛИКИ**Поворотн-отводной столик**

LII090012	<input type="checkbox"/>	Поворот.-отводной столик, монтаж слева	(только с регул. по высоте подлокотником, от ШС 40 см)	292,52-
LII090013	<input type="checkbox"/>	Поворот.-отводной столик, монтаж справа	(только с регул. по высоте подлокотником, от ШС 40 см)	292,52-

Боковой столик половин. размера

LII090045	<input type="checkbox"/>	Боковой столик половин. размера, монтаж слева	(только с регул. по высоте подлокотником)	162,74-
LII090046	<input type="checkbox"/>	Боковой столик половин. размера, монтаж справа	(только с регул. по высоте подлокотником)	162,74-

LII090011	<input type="checkbox"/>	Вставляемый столик	(ШС от 38 см до 48 см)	223,51-
-----------	--------------------------	--------------------	------------------------	---------



Фиксатор колеса с коленч. рычагом



Удлинение для фикс. колеса с коленч. рычагом, вставляемое и поворот.-отводное



Набор инструментов



Сумка Caddy



Комплект спинки



Насос высокого давления



Воздушный насос



Кармашек для мобильного телефона

ЦВЕТ РАМЫ

	Рама 42,-	Обруч (1) 53,-	Втулка/обод (1) 146,-		Рама 42,-	Обруч (1) 53,-	Втулка/обод (1) 146,-
01 Белый RAL 9010	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26 Серебристая ткань	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02 Искрящийся серебр.	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27 Графитовый металл	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03 Серебр. матовый	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28 Платиновый металл	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04 Серебристый	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29 Черный	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06 Солнечный желтый	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31 Матовый черный	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07 Искрящийся лайм	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32 Сигнальный белый	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08 Матовый лайм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33 Розовый	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Синий	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34 Темный шоколад, металл	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Искрящийся морской	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35 Небесно-голубой	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 Матовый морской	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36 Голубой металл	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19 Искр. пурпурный	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37 Марсовый красный (оранж.)	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20 Матовый пурпурный	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39 Капучино	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21 Красный рубиновый	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40 Киви	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22 Искрящийся красный	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41 Сверкающий фламинго	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23 Матовый красный	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42 Матовый антрацит	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24 Оранж. туги-фрутти	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	43 Лазурный	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(1) Обруч: только с окрашиванием порошковым напылением; втулка/обод: только для универсального колеса

ДИЗАЙН

LII100502	<input checked="" type="checkbox"/>	Стилевой пакет черный	
LII100501	<input type="checkbox"/>	Стилевой пакет оранжевый	
LII100503	<input type="checkbox"/>	Стилевой пакет серебристый	



Easy Life i - Базовая цена

1,975 Евро

Цена опции

..... Евро

Упаковка и транспортировка

35 Евро

Без учета НДС

..... Евро

НДС

..... Евро

Общая цена:

..... Евро

Titan Deutschland GmbH

An der Leimenkaut 31
61352 Bad Homburg, Germany
(06172) 684 441 / 684 439Эл. почта: titandeu@online.de
Website: www.ortho-titan.com