

Инвалидные коляски

All Court / All Court Ti



Большие преимущества

Бланк для заказа

Счет к оплате:
Фамилия:
Улица:
Город:
Почтовый индекс:
Страна:
Телефон: Факс:

Доставка:
Фамилия:
Улица:
Город:
Почтовый индекс:
Страна:
Телефон: Факс:

Дата заказа:
Заказ на покупку (повторяется на всех страницах)
Запрашиваемый номер:



Промаркировано для:
Номер заказа:

Инвалидная коляска All Court ALU

Базовая цена **3 310 Евро**

Артикул № 616 900 001, спортивная инвалидная коляска, жесткая алюминиевая рама

Инвалидная коляска All Court Ti

Базовая цена **3 771 Евро**

Артикул № LY-710-616900002, спортивная инвалидная коляска с жесткой алюминиевой рамой

Выпуск: 01.17

Действительно до 12/17

При заказе запасных частей, пожалуйста, введите номер заказа, а не код

R = Правый, L = Левый, PC = Штука, P = Пара, NA = Не применяется % = Сниженная цена

Указанные изделия относятся к базовой версии. Допуски на размеры +/- 1 см, все размеры даны в см.

Размеры

Пожалуйста, используйте следующий способ измерения: смотрите текст на обратной стороне листа

Ширина сиденья (SW)

31 33 36 38 41 43 46 48 51

Глубина сиденья (SD)

25 28 31 33 36 38 41 43 46 48 51

Высота спинки (Back)

Алюминий: 23 25-33 31-41 38-46 43-51 регулировка с интервалом 2,5 см

Титан: 23 25 28 30 33 36 38 40 43 46

Цвет рамы (Могут применяться различные варианты оттенков в зависимости от материала)

Цвет рамы

- Черный (55)
- Черный опал (49)
- Синий опал (24)
- Sandy красный (40)
- Желтый (6)
- Не включать цвет рамы


Традиционные цвета

- Звезды и полосы (43) 195 Евро
- Не включать цвет рамы

Обивка

Нейлон 26 черный

Рама

Короткая	Средняя	Длинная	Удлиненная	Высота сиденья спереди			Высота сиденья сзади			Одиночное крыло для игры в баскетбол (1255)
Длина 38 см Глубина сиденья 43-51 Не применяется	Длина 43 см Глубина сиденья 48-51 Не применяется	Длина 48 см	Длина 53 см	Низкая			Низкая			
				<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 38	
				Высокая			Высокая			ВВ Одиночное крыло с опорой 
				<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 53	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 51	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/> 33 Евро

Пожалуйста, применяйте следующий метод измерения:

Рекомендуемый метод разработан на основе большого практического опыта. В отдельных случаях возможны отклонения!

Ширина сиденья

а) Для пользователя:

Между устройством боковой защитой и бедром должен оставаться вертикальный зазор с каждой стороны (всего прилб. 1-2 см)

б) На инвалидной коляске:

От внутренней стороны одного устройства боковой защиты до внутренней стороны другого устройства.

Глубина сиденья

а) Для пользователя:

Сидя прямо: оставьте зазор в 2-3 пальца между передним краем обивки сиденья и обратной стороной колена (прибл. 3-6 см). Будьте внимательны при использовании регулируемой обивки.

б) На инвалидной коляске:

От задней трубки до переднего края обивки сиденья. Примечание: Для детей ясельного возраста следует выбирать коляску с уменьшенной глубиной сиденья.

Высота спинки

а) Для пользователя:

Измеряется от сиденья, включая подушку, до уровня, отстоящего от нижнего края лопаток не более чем на один палец (1-2 см). Важно! Высота спинки зависит от группы инвалидности.

б) На инвалидной коляске:

От верхней части трубки сиденья до верхнего края обивки спинки.

Примечание: Для высоты спинки большое значение имеет способность пользователя сидеть, в зависимости от этого значения могут существенно меняться.

Длина голени

а) Для пользователя:





Ноги согнуты под прямым углом, измеряется от сгиба колена до нижней поверхности подошвы (с учетом имеющихся опор).

б) На инвалидной коляске:

От верхней части сиденья до верхнего края опоры для стоп.

Не забудьте учесть высоту подушки!


Макс. вес пользователя: 113 кг



см		25	28	31	33	36	38	41	43	46	48	51
Глубина		10"	11"	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
см	Ширина											
	31	X	X	X	X	X	X	X				
	33		X	X	X	X	X	X	X			
	36			X	X	X	X	X	X			
	38				X	X	X	X	X	X		
	41				X	X	X	X	X	X		
	43					X	X	X	X	X	X	X
	46						X	X	X	X	X	X
	48							X	X	X	X	X
	51								X	X	X	X




5-е опорное колесо



Короткая рама
Средняя рама
Длинная рама
Удлиненная рама



Одиночное крыло для игры в баскетбол



Одиночное крыло с опорой

