

Заводской номер: _____

Дата производства: _____ /20____

Размещение заказа: titan@ortho-titan.com

Запрос коммерческого предложения: mir@ortho-titan.com

Titan Deutschland GmbH
An der Leimenkaut 31
61352 Bad Homburg, Germany
(06172) 684 441 / 684 439

Наименование дистрибьютора: _____

Фамилия контактного лица: _____

Адрес: _____

Почтовый индекс: _____

Страна: _____

Телефон: _____

Электронная почта: _____

Фамилия дилера: _____

Фамилия клиента: _____

Вес клиента: _____

Рост клиента: _____

Группа инвалидности клиента: _____

№ заказа на покупку: _____

Адрес доставки: _____

Почтовый индекс: _____

Фамилия контактного лица: _____

Телефон: _____

Электронная почта: _____

Примечания/комментарии:

Данная информация не предназначена для использования в качестве спецификации

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКАМИ КОМПАНИИ TITAN DEUTSCHLAND GMBH

Дистрибьютор: _____

№ текущего счета: _____

Стоимость нетто: _____ Евро

Перевозка: _____ Евро

Сумма по счету: _____ Евро

Полученный платеж: _____ Евро

| | Сотрудник | Дата |
|-----------------------|-----------|------|
| Назначение цены: | | |
| Подтверждение заказа: | | |
| Документ №: | DOC | |

Заводской номер: _____

Дата производства: _____ /20

Базовый продукт

Обязательная информация

Запрос информации для заказа опций

Стандартная конфигурация

Опции без доплаты

Опции с доплатой

SQCXZ010 Club Sport Exclusive - Хром-молибден
2 332,74 Евро

Максимальный вес пользователя 125 кг


Типовые технические условия включают в себя:

- Алюминиевые устройства боковой защиты
- Опора для стоп с рег. высоты, угла и длины
- Быстросъемное одиночное устр-во против опрокид., для игры в баскетбол - с рег. по высоте
- подушка 5 см из пеноматериала, средн. плотн.*
- Колеса с переключ. металлических спицами в комплекте с жестким анодированным обручем и шиной «kenda»
- ролики 72 мм в прессованных вилках
- Регулируемая обивка сиденья и спинки (черный цвет)*
- Ремень для икр и ремень для стоп
- Регулируемая по высоте спинка 250-300 мм (с шагом 25 мм)
- Угол развала колес 18°
- Центр тяжести 130 мм (регулируемый +/- 50 мм) (Максимум 180 мм)

Основные параметры изделия


XY520 Вариант 1

Высота рамы спереди = 480 мм
Высота рамы сзади = 420 мм




XY530 Вариант 2

Высота рамы спереди = 500 мм
Высота рамы сзади = 400 мм




XY540 Вариант 3

Высота рамы спереди = 500 мм
Высота рамы сзади = 440 мм




XY550 Вариант 4

Высота рамы спереди = 530 мм
Высота рамы сзади = 530 мм



*Алюминиевая пластина сиденья и подушка 5 см из пеноматериала Plastazote

Колеса



Колеса



Колеса




Колеса




Ширина сиденья (между внутр. поверхн. бок. сторон)



Ширина сиденья (между внутр. поверхн. бок. ст.)



Ширина сиденья (между внутр. поверхн. бок. ст.)




Ширина сиденья (между внутр. поверхн. бок. ст.)




Длина сиденья



Длина сиденья



Длина сиденья



Длина сиденья



Длина рамы

520 мм

Длина рамы

580 мм

Длина рамы

580 мм

Длина рамы

580 мм
 630 мм

ОПЦИИ

Отделка рамы

XN010 Поверхность рамы с порошковым покрытием



Укажите код

XN150 Компоненты рамы с порошковым покрытием (Стандартная отделка черного цвета)

Аксессуары

- XS020 Фиксирующие ремни с замком, базовый спортивный вариант 81,00 Евро (без установки)
- XS010 Фиксирующие ремни 100 мм, на «липучке» 49,98 Евро
- XS080 Фиксирующие ремни 50 мм, крепление с помощью пряжки 34,68 Евро
- XK080 Колесо Spinergy SLX 24 (Только черного цвета) 761,94 Евро (Замена стандартных колес)
- XP170 Обивка с индивидуальной 149,94 Евро декоративной отделкой (лож-та, предоставьте файл .jpeg)