



Дилер в России и странах ЕАЭС:
 ООО НПП «МИР ТИТАНА»
 8 495 937 3160
 8 800 775 0010
sale@ortho-titan.com
www.aktiko.ru

Дилер

№ заказа _____ Комм. предложение

Дата _____ Подпись _____

Заказчик _____

СТРАНИЦА 1/2
 период действия 2016

Условные обозначения

стандарт

опция

ALHENA

2550,00 евро

Базовая цена



L Ширина сиденья	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46
P Глубина сиденья	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46
HS Высота спинки	<input type="checkbox"/> 29 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 41
HA Переднее сиденье / высота пола	<input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input checked="" type="checkbox"/> 50
HP Заднее сиденье / высота пола	<input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input checked="" type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46
DP Расстояние от подставки для ног / сиденья	<input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47

CM

Цвет рамы

①

- Светлый титан Глянцевый черный
 Жемчужно-белый
65,00 евро
 (см. каталог «Цвета»)

Обивка

②


- Нейлоновая спинка с регулируемым натяжением
 Воздухопроницаемая спинка с регулируемым натяжением -30,00 евро
 Без спинки
 Без сиденья

Цвет обивки

③

- Черный
 Цветной27,00 евро
 (доступные цвета: оранжевый, красный, зеленый, васильково-синий, голубой)
 Жаккардовое плетение240,00 евро
 (укажите рисунок)
 Жаккардовое плетение +
 Чехол для iPad + карман300,00 евро
 (укажите рисунок)

④ **Несъемная подставка для ног**
 (с DP = 43 см и P = 40 см)
 (стандарт)



Несъемная подставка для ног
 (с DP = 43 см и P = 40 см)



Съемная подставка для ног
 130,00 евро




(прибл. размеры)

⑤ **Передняя рама**


СТАНДАРТ

Y 150,00 евро
 (только в случае несъемной подставки для ног)




⑥ **Закрытая подставка для ног из углеродного сплава**
 100,00 евро

Ремни для крепления ног 22,00 евро



⑦ **Карбон**
 Подставка для ног с автоматическим закрытием карбон
 135,00 евро


Ремни для крепления ног 22,00 евро



⑧ **Подставки для ног из отдельных алюминиевых профилей с регулируемым наклоном**

вперед

назад



Ремни для крепления ног 22,00 евро


⑨ **Подставка для ног из алюминиевого профиля с регулируемым наклоном**

вперед

назад

поворотная и подъемная вверх в сторону 110,00 евро

Ремни для крепления ног 22,00 евро



⑩ **Защитные боковины**

Алюминиевые с крылом из углеродного волокна

Пластиковые

Загнутый алюминий

Прямой алюминий



⑪ **Откидной съемный спортивный подлокотник, H = 22 см**



Подлокотник

- Трубчатый
 Классический (длина 23 см)

⑫ **Регулируемая высота откидывания подлокотника L от 22 до 28 см**
 (съемный, открытый с боковой защитой) 120,00 евро

Несъемный



Подлокотник

- Трубчатый
 Прямой (длина 26 см)
 Классический (длина 23 см)
 Классический (длина 30 см)

⑬ **Задние колеса**

- 24" Легк. (24 спицы) черный
 24" Легк. (24 спицы)
 24" Star 6 x 3 (18 спиц)
 24" (36 спиц)
 24" Горн. велосипед с шин. CITYBIKE
 24" Горн. велосипед с шин. OFFROAD
 24" Spinerger 24" 685,50 евро
 Spinerger 25" 685,50 евро
 25" Легк. (24 спицы) черн. 110,00 евро

Шины

- Пневмат. Marathon Plus
 Пневмат. шины высокого давления, с заглушкой 24"
 Пневмат. шины высокого давления для плавного хода
 Цельн. 24" (не поставл. для Ultralight) 47,00 евро

⑭ **Обода для рук**

- Алюм., серебристый
 Алюм., темный
 Хромированная сталь 24"
 Резиновое покрытие 124,50 евро
 Tween Grepp 24" 169,00 евро
 Max Grepp 24" 255,00 евро
 Max Grepp Ergo 24" (*) 255,00 евро
 Титан 265,50 евро
 Силиконовое покрытие 24" 90,50 евро

(*) не подходит для колес Star 6 x 3 и Mountain Bike

Цены не являются обязательными и могут быть изменены без предварительного уведомления
 Цены относятся к прейскуранту 2016 г.



Дилер в России и странах ЕАЭС:
ООО НПП «МИР ТИТАНА»
8 495 937 3160
8 800 775 0010
sale@ortho-titan.com
www.aktiko.ru

Дилер

№ заказа _____ Комм. предложение
Дата _____ Подпись _____
Заказчик _____

СТРАНИЦА 2/2 ALHENA

период действия 2016

Защита для спиц 15

- Прозрачная 60,00 евро
- Белая 73,50 евро
- Черный 73,50 евро
- Разноцветная 100,50 евро
- Темно-красная 100,50 евро
- Темно-синяя 100,50 евро
- Темно-зеленая 100,50 евро
- Алфавит 139,50 евро

Передние ролики 16

- 80 (3") цельные
- 80 (3") цельные с освещением 35,00 евро
- 100 (4"1.1/4) цельн. с пластиковым ободом
- 100 (4"×1) цельн. с освещением 35,00 евро
- 100 (4"×1) цельн. с алюм. ободом 65,00 евро
- 100 (4"×1.1/4) цельн. с алюм. ободом 65,00 евро
- 125 (5"×1.1/4) цельн. с пластиковым ободом
- 125 (5"×1) цельн. с алюм. ободом 65,00 евро
- 125 (5"×1.1/4) цельн. с алюм. ободом 65,00 евро
- 150 (6") пневматические
- 150 (6") цельные

Вращательное антипрокidy-вающее устройство 17

- ☆ Правое 98,00 евро
- ☆ Левое 98,00 евро




Разбалансировочная педаль

- ☆ Правая 57,50 евро
- ☆ Левая 57,50 евро



Расширенный диск колеса 18

40,50 евро



(не поставляется с тормозами ножничного типа)


Рукоятки для толкания спинки 19

- Стандартные
- Без



- Регулируемые по высоте 101,00 евро

Расстояние от центра втулки до спинки 20



- 3,5 см
- 6 см (стандарт)
- 8,5 см (с НР = 44 см)

Анодированный комплект 21

(Обода, втулки заднего колеса, вилки и крепления)

- Черный
- Серебристый
- Лимонно-зеленый 120,00 евро
- Светло-синий 120,00 евро
- Красный 120,00 евро
- Оранжевый 120,00 евро
- Светло-фиолетовый цикламен 120,00 евро


(только легкие колеса 24")

Обшитая подушка из пенополиуретана 22



- Высота 3 см 48,50 евро
- Высота 5 см 48,50 евро

Карманы 24



- Маленький под сиденьем
- На спинке

Развал колес 25

- 1°
- 2°
- 3°
- 4°

Тормоз 23

- Классический – короткая рукоятка
- Классический – тяговая короткая рукоятка
- Классический – длинная рукоятка 18,00 евро
- Ножничный тип 80,00 евро

Примечания

Опции

- 26 «М» застежка на липучке (крючок) на сиденье
- 27 «F» застежка на липучке (петля) на сиденье
- 28 Крышка соединения сиденье/спинка
- 29 Жесткое сиденье с набивкой, высота 5 см 58,50 евро
- 30 Грудная обвязка 75,50 евро
- 31 Грудной ремень 33,50 евро
- 32 Отводной ремень 84,50 евро
- 33 Карман для держателя катетера 34,00 евро
- 35 Раздвижная рейка спинки 35,50 евро
- 36 Задняя анатомическая спинка 52,50 евро
- 37 Rx O Lx Кронштейн для костыля/одиночный 33,00 евро
- 37 Rx O Lx Кронштейн для костыля/двойной 52,00 евро
- 38 Насос пневматический 17,00 евро
- 39 Держатель для чемодана 90,00 евро
- 40 Тазовый ремень 45° 17,00 евро
- 41 Тазовый ремень с набивкой 45° 63,00 евро
- 42 Черная сумка для инструмента 48,00 евро
- 44 Держатель зонтика 62,50 евро

Конфигурация 9,7 кг

- Кресло-каталка 38 × 40 × 31 см
- Нейлоновая обивка
- Цвет рамы: светлый титан
- Подставка для ног с автоматическим закрытием
- Рукоятки для толкания фиксированной спинки
- Алюминиевые защитные боковины с крылом из углеродного волокна
- Тормоза ножничного типа
- Сверхлегкие колеса
- Пневматические шины высокого давления, плавный ход
- Сверхлегкие обода для рук
- Передние ролики 100 мм
- Без карманов

Макс. нагрузка: 100 кг