

Titan Deutschland GmbH
An der Leimenkaut 31
61352 Bad Homburg, Germany
(06172) 684 441 / 684 439

Дилер в России:
ООО НПИП «МИР ТИТАНА»
info@mirtitana.com
www.aktiko.ru
(007) 495 937 3160



Wheel-e

2 разные базовые модели для различных целей грузоподъемностью прицепа вплоть до 120 кг и грузоподъемностью 10 кг, оборудованные:

- стыковочная пластина для быстрого подсоединения к «адаптеру Quick-Snap»
- передатчик сигналов привода и дисплейный экран с поддержкой вплоть до 6 км/ч
- гидравлическая система дисковых тормозов, диаметр диска 180 мм
- стояночный костыль
- балансирующий груз (только одиночная аккумуляторная батарея)
- руль спортивной серии, установленный стойке с регулируемым углом
- осветительный комплект Sigma с зарядным устройством для подзаряжаемой аккумуляторной батареи, передняя и задняя фары
- звонок

Услуги:

1. Консультирование, определение размеров и проведение испытаний на территории заказчика силами:

- 9990000000 Titan Deutschland GmbH
 9990000004 Дилер

2. Сборка адаптера рамы

- 9990000001
на вновь заказанных инвалидных колясках (сборка включена)
№ изделия: _____
- 9990000002 **125,00 Евро**
на существующих инвалидных колясках
№ изделия: _____
- 9990000005
на изделия сторонней компании дилером (проверка на совместимость дилером)
Изделие: _____

3. Доставка, инструктирование и передача на территории заказчика силами Titan Deutschland GmbH

- 9990000003 **400,00 Евро**

Плюс затраты на транспортировку

Размеры тела

Высота тела: _____ см

Высота верхней части тела: _____ см

Вес: _____ кг

Информация необходима для обработки!

Дата коммерческого предложения:

Дата заказа:

Адрес поставщика медицинских услуг / компании:

№ заказчика: _____

ФИО: _____

Улица: _____

Почтовый индекс, город: _____

Телефон: _____

Факс: _____

Эл. Почта: _____

Контакт: _____

Адрес для выставления счета, другое (смотрите ниже)

№ заказчика: _____

ФИО: _____

Улица: _____

Почтовый индекс, город: _____

Адрес для доставки, другое (смотрите ниже)

№ заказчика: _____

ФИО: _____

Улица: _____

Почтовый индекс, город: _____

ФИО заказчика / комиссия:

ФИО: _____

Улица: _____

Почтовый индекс, город: _____

Телефон: _____

Факс: _____

Эл. Почта: _____

Дата рождения: _____

Организация, осуществляющая платеж:

Показание: _____

Цвет

серебристый, анодированный
блок приводы

9110100170-000

Черная тень, блок привода
глубоко черного цвета
RAL 9005, гладкий глянец

9110100170-001 **99,80 Евро**

- Вилочная трубка, правая (R) и левая (L)
- Вилочный мост, верхний и нижний
- Опора нижнего кронштейна

Руль


Колонка рулевого управления

с регулируемым углом при тройном хомуте

9130600001
длина колонки рулевого управления
220 мм

9130600002
длина колонки рулевого управления
280 мм

9130600003
длина колонки рулевого управления
340 мм



BionX

BionX PL 250 HT

"Комфортабельный привод для постоянной опоры" с
механизмом переключения передач на 27 скоростей

6 км/ч: крутящий момент 9/40 Нм, мощность 250 Ватт
Размер колеса: 20", цвет обода: черный
Дополнительный тормоз V-образный тормоз,
двойная тормозная система "Magura MT4"

9130100010-020 **3 500,00 Евро**
20" (ETRTO 406)



Schwalbe "Marathon"

Туристические шины

9130105120
20x1,5" (406-40)



Schwalbe "Knobby"

Профильные шины

9130105126
20x2" (406-54)



Schwalbe "Marathon Plus"

непрокальываемый, с ремнем с защитой
от прокальывания Smart Guard

9130105128 **22,90 Евро**
20x1,75" (406-47)



Мощная, рассчитанная на тяжелые условия
работы тормозная система "Magura MT5"
с 4-поршневым тормозным суппортом

9130300101 **82,50 Евро**

Рекомендуется для веса тела от 80 кг



2-я независимая система дисковых
тормозов "Magura"

9130300100 **176,80 Евро**

V-образный тормоз Shimano, действующий на обод, исключен

Стояночный тормоз

9130300102 **64,00 Евро**

установлен на колонке рулевого
управления. V-образный тормоз
исключен



BionX D-Серия

"Мощный привод для требовательных
пользователей"

6 км/ч: крутящий момент 25/50 Нм, мощность 250 Ватт
Размер колеса: 20", двойная тормозная
система "Magura MT4"

9130100020-020 **4 405,00 Евро**
20" (ETRTO 406)

Цвет обода - серебристый

9130200105

Приводное колесо серебристое, с матовым покрытием

цвет обода - оранжевый RAL 2004

9130200100

Приводное колесо оранжевое, с глянцевым покрытием



Schwalbe "Knobby"

Профильные шины

9130105126
20x2" (406-54)



Schwalbe "Big Ben"

Профильные шины

9130105127 **22,90 Евро**
20x2,15" (406-55)



Мощная двойная тормозная система "Magura MT5"
с 2х 4-поршневыми тормозными суппортами
и тормозным диском диаметром 203 мм

9130300105 **156,00 Евро**

Рекомендуется для веса тела от 80 кг

BionX, принадлежности и перезаряжаемые
аккумуляторные батареи

Консоль / дисплей на 15 км/ч

9130900100 **108,00 Евро**

Съемный

Консоль / дисплей на 24 км/ч

9130900105 **108,00 Евро**

Съемный



Указанные диапазоны зависят от профиля диапазона.

Перезаряжаемая аккумуляторная батарея BionX 48 В 8,8 Ач 423 Втч, диапазон прикл. 30-50 км

9130900010

Монтаж на правой части вилки



Перезаряжаемая аккумуляторная батарея BionX 48 В 11,6 Ач 556 Втч, диапазон прикл. 40-60 км

9130900011

200,00 Евро

Монтаж на правой части вилки



Сдвоенная перезаряжаемая аккумуляторная батарея BionX 48В 8,8Ач 423Втч, включая обменное штепсельное соединение, диапазон прикл. 50-70 км

9130900012

1 090,00 Евро

Сборка с обеих сторон вилки, на вилке предусмотрено обменное штепсельное соединение для обеспечения простого обмена между перезаряжаемыми аккумуляторными батареями.



Сдвоенная перезаряжаемая аккумуляторная батарея BionX 48В 11,6Ач 555Втч, включая обменное штепсельное соединение, диапазон прикл. 60-80 км

9130900013

1 270,00 Евро

Сборка с обеих сторон вилки, на вилке предусмотрено обменное штепсельное соединение для обеспечения простого обмена между перезаряжаемыми аккумуляторными батареями.



Принадлежности

Щиток SKS

9130500003

79,00 Евро

Съемный



щиток MX

9130500002

129,00 Евро

неподвижно собран
Цвет: оранжевый



щиток MX

9130500004

129,00 Евро

неподвижно собран
Цвет: черный



Маневрирующие ролики для стоек

9110900000

92,50 Евро

Маневрирующие ролики, установленные на стояночном костыле посредством сдвоенного зажимного кронштейна. (рисунок подобный)



Алюминиевая багажная полка "грузовые системы"

9110903290

77,10 Евро

Цвет: черный
Максимальный вес груза 10 кг на погрузочной платформе, макс. 15 кг в сочетании с багажными сумками с низкой погрузочной высотой.



Держатель для бутылок с бутылкой напитка

9130900001

18,00 Евро

Установлен на направляющую для перезаряжаемой батареи, с правой стороны. Не в сочетании со сдвоенной перезаряжаемой аккумуляторной батареей.



зеркало заднего вида

9130900002

74,20 Евро

левая сторона

зеркало заднего вида

9130900003

74,20 Евро

правая сторона

Светодиодная передняя фара

9130900004

97,00 Евро

Питание светодиодной передней фары осуществляется от перезаряжаемой аккумуляторной батареи системы привода. Задняя фара представляет собой подключаемую фару с питанием от аккумуляторной батареи Осветительный набор исключен

Варианты для пользователей со сниженной функцией

Удлинение быстроразъемного зажимного рычага для фиксированного адаптера рамы

9110700004

78,80 Евро

для облегчения размыкания и смыкания быстроразъемных зажимов

Удлинение эксцентрикового соединительного рычага для соединения Quick Snap

9110700005

55,90 Евро

для облегчения смыкания или размыкания адаптера Quick Snap. версия Tetra. Только в сочетании с фиксированным адаптером рамы.



Содействие адаптации центрирующей колонки

9110700002

41,70 Евро

для облегчения вставки центрального адаптера

Адаптеры рамы

фиксированный адаптер рамы SPEEDY с "адаптацией Quick-Snap"

9110700141 **392,20 Евро**

с быстроразъемными зажимами и центрирующей колонкой, крепление на раме
Цвет: черный



складывающийся адаптер рамы SPEEDY с "адаптацией Quick-Snap"

9110701300 **419,20 Евро**

с быстроразъемными зажимами и центрирующей колонкой, крепление на механизме складывания
Цвет: черный



фиксированный адаптер рамы BUDDY с "адаптацией Quick-Snap"

9110701400 **392,20 Евро**

с быстроразъемными зажимами и центрирующей колонкой, крепление на раме
Цвет: черный



Передний адаптер инвалидной коляски с универсальным зажиманием и "адаптацией Quick-Snap"

9110701500 **446,80 Евро**

Адаптер крепится к передней части инвалидной коляски

ситуация крепления для изделий PA:
Прямая передняя часть от SB (ширина сиденья)
31 см до 54 см
Передняя часть V-образная от
(ширина сиденья) 30 см до 50 см



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Если диаметр трубки не указан, то в качестве стандарта мы поставляем адаптер для диаметра трубки 23-27 мм!

Пожалуйста, сделайте следующий выбор:

9110701525

Диаметр трубки 23-27 мм

9110701530

Диаметр трубки 28-32 мм

9110701535

Диаметр трубки 33-37 мм

Принадлежности, зависящие от инвалидной коляски

Увеличенная пластина для байка

Для Speedy A1/A2
9110100100-002 **280,50 Евро**

Для Buddy
9110100100-003 **280,50 Евро**


Для Traveler
9110100100-001 **280,50 Евро**



интегрирован развал колес 4°, независимо регулируемая колея

Увеличение колесной базы съемное посредством "решетчатого механизма с операцией волочения", со сплошной трубкой оси

Для Speedy 4all /
4teen / 4you /
Traveler 4you
9110102001 **428,00 Евро**



интегрирован развал колес 4° / 6°, независимо регулируемая колея

Увеличение колесной базы съемное посредством "Quick-Pins", со сплошной трубкой оси

Для Speedy F2
9015101000 **428,00 Евро**

Для Speedy F4
9110101000 **428,00 Евро**



интегрирован развал колес 4° / 6°, независимо регулируемая колея.

Возможность крепления F2/F4 должна быть проверена производителем!

Настоящим я подтверждаю правильность указанных выше сведений

Город, дата Подпись (конечный потребитель)

Город, дата Подпись (дилер)